

Chránič zubů proti bruxismu průhledný, bezbarvý- návod k použití

Speciální dlaha je ochranná dlaha na zuby při bruxismu (skřípání zubů).

Chránič působí jako ochranná bariéra mezi oběma čelistmi a uvolňuje tak napětí ve žvýkacích svalech, které vzniká při nočním skřípání zubů.

Chránič je vyroben ze speciálního silikonu.

Chránič se nasazuje na noc a před prvním použitím se individuálně upraví nahřátím v horké vodě a stiskem zubů. V případě potřeby lze zkrátit nůžkami. Nahřátím může být upraven v budoucnosti opakovaně, aniž by ztrácel své charakteristické vlastnosti a má proto dlouhodobé použití.

Návod:

Při tvarování je nutné chránič ohřát v horké vodě cca půl minuty a následně jej na povrchu zchladit politím studenou vodou, vložit do úst a zuby jej vytvarovat do požadovaného tvaru

Údržba:

Chránič se po použití čistí běžným zubním kartáčkem a zubní pastou. V případě potřeby se použijí rozpustné antibakteriální tablety pro umělý chrup.

UPOZORNĚNÍ:

Chránič je určen pro stálý chrup nikoliv pro dočasné (mléčné) zuby ani pro zubní náhradu. Při problémech s čelistním kloubem, paradentózou, pokud nosíte rovnátka nebo snímací náhradu, se poraďte před použitím se stomatologem.